


## QuattRotary, L-Version

8x50 ml, 24x15 ml, 32x16-20 mm, 40x10-13 mm

LxBxH = 224 x 112 x 112 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 733030 | Biozym

**71,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Durchmesser des Röhrchens:** 10-13 und 16-20 mm

**Farbe:** gemischt

**Gefäßgröße:** 15 ml, 50 ml

**Stellplätze:** 2, 6, 8, 10

**Verpackung:** 1 Stück

### QuattRotary L für größere Gefäße

- Bohrungen pro drehbarem Modul:
  - 2 x für 50 ml Gefäße (= 8 Stellplätze)
  - 6 x für 16-20 mm Gefäße (= 24 Stellplätze)
  - 8 x für 15 ml Gefäße (= 32 Stellplätze)
  - 10 x für 10-13 mm Gefäße (= 40 Stellplätze)
- Jede Fläche numerisch codiert
- Maße: 224 x 112 x 112 mm