


## QuattRotary, S-Version

24x15ml, 36x1.5/2.0ml, 48x0.5ml, 128x0.2ml

LxBxH = 208 x 100 x 100 mm



1 Stück

Artikel-Nr.: 733035 | Biozym

**71,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Arbeitsrack / Lagerrack:** Arbeit

**Farbe:** gemischt

**Gefäßgröße:** 0.2 ml, 0.5 ml, 1.5 ml, 2.0 ml, 50 ml

**Stellplätze:** 6, 9, 12, 32

**Verpackung:** 1 Stück

### QuattRotary S für kleinere Gefäße

- Bohrungen pro drehbarem Modul:
  - 6 x für 15 ml Gefäße (= 24 Stellplätze)
  - 9 x für 1.5/2.0 ml Gefäße (= 36 Stellplätze)
  - 12 x für 0.5/0.6 ml Gefäße (= 48 Stellplätze)
  - 32 x für 0.2 ml Gefäße bzw. 4 x 0.2 ml 8er Strips (= 128 Stellplätze)
- Jede Fläche numerisch codiert
- Jedes Modul farbig
- Maße: 208 x 100 x 100 mm