

PCR SoftTubes, 0.5 ml, farblich gemischt

Flachdeckel
DNA-, DNase-, RNasefrei



5 Beutel à 200 Stück = 1000 Stück

Artikel-Nr.: 711098 | Biozym

35,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Deckel: mit Deckel

Farbe: farblos

Kategorie: Einzelgefäße

Produktlinie: Classic Line

Verpackung: 5 Beutel à 200 Stück = 1000 Stück

Volumen: 0.5 ml

Höher sitzender, konisch erweiterter Verschlusszylinder, Flachdeckel. Leichtere Verschlusskraft erforderlich. Zusätzlich DNA-/PCR-Inhibitorenfrei.