

Spitzen, Kapazität 250 µl, gelb

dünnwandig

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 729070 | Biozym

25,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 250 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 und 300 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl