

ComfoRack13, lila

für 84 Gefäße bis zu 13 mm Durchmesser
resistentes Aceto-Polymer, HXBXT 64x296x115 mm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 733151 | Biozym

54,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 13 mm

Farbe: lila

Stellplätze: 84

Verpackung: Packung à 2 Stück