

ComfoRack16, lila

für 60 Gefäße bis zu 16 mm Durchmesser
resistentes Aceto-Polymer, HXBXT 64x296x115 mm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 733161 | Biozym

54,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 16 mm

Farbe: lila

Stellplätze: 60

Verpackung: Packung à 2 Stück