

ComfoRack30, lila

für 18 Gefäße bis zu 30 mm Durchmesser
resistentes Aceto-Polymer, HXBXT 64x296x115 mm



Packung à 2 Stück

Artikel-Nr.: 733171 | Biozym

54,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Arbeitsrack / Lagerrack: Arbeit

Durchmesser des Röhrchens: 30 mm

Farbe: lila

Stellplätze: 18

Verpackung: Packung à 2 Stück