

Spitzen, 1200 µl, farblos
für 1200 µl eLine, Picus, Proline, ePet
DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 721231 | Biozym

33,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für: Biohit eLine 1200 µl