

Spitzen, 1200 µl, farblos, steril

für 1200 µl eLine, Picus, Proline, ePet
DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 721238 | Biozym

68,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Zubehör Rack

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1250 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück