

SafeSeal Tips Premium 5 ml, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei, Gilson
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



2 Racks à 50 Stück

Artikel-Nr.: 693500 | Biozym



102,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: ja
Graduierung: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 5000 µl
Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium
Sterilität: steril
Verpackung: 2 Racks à 50 Stück

Filterspitze passend für:

- Gilson P-5000,
- Rainin Pipet-Classic PR5000
- Rainin Pipet-Lite SL-5000

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen