

SafeSeal Tips Premium 5 ml, steril

DNA-, DNase-, RNase-, ATP- und Pyrogenfrei, Eppend
mit 10-14 Mikron Sealing Filter, chem. unbehandelt



2 Racks à 50 Stück

Artikel-Nr.: 693510 | Biozym

99,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 5000 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Premium

Sterilität: steril

Verpackung: 2 Racks à 50 Stück

Filterspitze passend für:

- Sartorius/Biohit 5 ml
- Eppendorf 5 ml
- Socorex 5 ml

Der ultimative Schutz Ihrer Proben und Pipetten vor Überpipettieren und Aerosolkontaminationen durch eine geringst mögliche Porengröße des Sealing-Filters von 10 - 15µm.

Die Vorteile:

- unbehandelter Sealing-Filter aus gesintertem Polyethylen
- Geringst mögliche, definierte Porengröße 10-15 µm optimale Filtrationstechnik
- Kontaminationsausschluss durch Aerosol-capture Filterverschluss bei Flüssigkeitskontakt (z. B. Überpipettieren) unter regulären Pipettierbedingungen
- Rückgewinnung von Probenflüssigkeit bei Filterkontakt möglich
- Vollautomatisch unter Reinraumbedingungen hergestellt
- E-Beam sterilisiert = frei von RNase, DNase, DNA, Pyrogen, Bioburden, PCR Inhibitoren, Endotoxinen