

FITC Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Mouse IgG1, kappa
MOPC-21

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B400110 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 400110

86,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MOPC-21
Format: FITC
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 Tests

FITC Mouse IgG1, kappa Isotype Ctrl (FC)

Clone: MOPC-21
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names:
Size: 100 tests

Reactivity:
Format: FITC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3036>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>