

## Cell Staining Buffer

**BioLegend**  
From Revvity



500 mL

Artikel-Nr.: B420201 | **BioLegend** | Herstellernummer: 420201

**72,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** FC, ICC, ICFC

**Format:** SOLUTION

**Verpackung:** 500 ml

Cell Staining Buffer

Clone:

Isotype:

Other\_Names: Staining Buffer, Washing Buffer

Size: 500 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App\_Abbrev: FC, ICC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1494>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>