

## Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)

**BioLegend**  
From Revvity



100 mL

Artikel-Nr.: B421002 | BioLegend | Herstellernummer: 421002

**76,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICC, ICFC, IHC

**Format:** SOLUTION

**Species of Origin:** N/A

**Verpackung:** 100 ml

Intracellular Staining Perm Wash Buffer (10X)

Clone:

Isotype:

Other\_Names: Perm/Wash, Permeabilization Buffer

Size: 100 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App\_Abbrev: ICC, ICFC, IHC

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1497>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>