

Purified anti-human IL-23 (p19)

Mouse IgG1, kappa
HLT2736

BioLegend
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B511202 | **BioLegend** | Herstellernummer: 511202

183,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC-P, WB
Clone: HLT2736
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 500 µg

Purified anti-human IL-23 (p19)

Clone: HLT2736
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: p19p40, JKA3 induced upon T cell activation
Size: 500 µg

Reactivity: Human
Format: PURE
App_Abbrev: WB, IHC-P
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2842>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>