

Pipette, 1-Kanal, Nichiryo LE 100 - 1000 µl

Increment 2.0 µl, ISO8655 zertifiziert
variables Volumen



1 Stück

Artikel-Nr.: 656056 | Nichiryo

156,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Kanäle: 1-Kanal

Kategorie: Pipette

Marke: Nichiryo LE

Pipettenvolumen: bis 1000 µl

Produkteigenschaft: manuell

Verpackung: 1 Stück

Volumeneigenschaft: variables Volumen