

HRP Goat anti-rat IgG (minimal x-reactivity)

Goat Polyclonal IgG

Poly4054

BioLegend
From Revvity



500 µL

Artikel-Nr.: B405405 | **BioLegend** | Herstellernummer: 405405

84,75 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA

Clone: Poly4054

Format: HRP

Isotype: Goat Polyclonal IgG

Species of Origin: Goat

Verpackung: 500 µL

HRP Goat anti-rat IgG (minimal x-reactivity)

Clone: Poly4054

Isotype: Goat Polyclonal IgG

Other_Names:

Size: 500 µL

Reactivity: Rat

Format: HRP

App_Abbrev: ELISA

Species of Origin: Goat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1396>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>