

SafeSeal Tips Professional 300 µl XL, steril

Low Binding Technologie, Typ XL, Länge 77.5 mm

DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 770300 | Biozym

58,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Farbe: farblos

Filter: ja

Graduierung: ja

Länge: XL

Low Binding: ja

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: SafeSeal Professional

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

- Material: Polypropylen, farblos
- Material Filter: Polyethylen, gesintert
- Spitzen-Oberfläche optimiert = Low Binding
- Maximal Volumen Spitze: 330 µl
- Zertifiziert RNase/DNase frei
- Zertifiziert PCR Inhibitor frei
- Zertifiziert Human DNA frei
- Zertifiziert Pyrogen frei
- Länge Spitze: 77.5 mm Durchmesser
- Öffnung Spitze: 0.46 mm
- Graduierungen bei 10µl, 50µl, 100µl, 200µl

Filterspitze passend für folgende Pipetten:

- Eppendorf Research 20µl, 100µl, 200µl
- Eppendorf Research 8- und 12-Kanal 100µl, 300µl
- Eppendorf Research Plus 20µl, 100µl, 200µl, 300µl
- Eppendorf Reference 20µl, 100µl, 200µl
- Finnpiquette 8- und 12-Kanal 50µl, 300µl (nicht FII)
- Gilson Pipetman 20µl, 100µl, 200µl
- Labsystems Finnpiquette 100µl, 200µl
- Oxford/Nichiryo Benchmate 20µl, 100µl, 200µl

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Sartorius/Biohit mLine 100µl, 200µl, 8- und 12-Kanal 50µl, 300µl
- Sartorius/Biohit Proline 100µl, 200µl, 8- und 12-Kanal 50µl, 250µl
- Sartorius/Biohit Proline Plus 100µl, 200µl, 8- und 12-Kanal 50µl, 300µl
- Socorex Acura 20µl, 50µl, 100µl, 200µl
- Socorex Calibra 20µl, 50µl, 100µl, 200µl