



100 µg

Artikel-Nr.: B405203 | BioLegend | Herstellernummer: 405203

**45,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

App\_Abbrev: FC, ICFC

Format: PE

Verpackung: 100 µg

PE Streptavidin

Clone:

Isotype:

Other\_Names: Streptavidin-Phycoerythrin, SAV-PE

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat, All Species

Format: PE

App\_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1475>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>