

EasyPhor Semi Dry Blotter 20x20 cm



1 Stück

Artikel-Nr.: 615911 | Biozym

1.329,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: Für Blotgrößen von maximal 16 x 17,5 cm

Kategorie: Blotting

Produktlinie: EasyPhor B

Produkttyp: Semi Dry Blotter

Verpackung: 1 Stück

Stabiler, effizienter, im Spritzgussverfahren gefertigter Semi Dry Blotter für Western-, Southern- und Northern-Blotting

Die Vorteile:

- Schnelle Transferzeiten (typischerweise zwischen 15 und 30 min)
- Effizienter Transfer bei niedrigem Puffervolumen
- Einfache Handhabung
- Für Gele von 0,25 - 10 mm Dicke
- Gleichmäßige Temperaturverteilung
- Andruckstärke des Deckels über Schraubsystem anzupassen
- Langlebige Elektroden: Platin beschichtete Anode und Kathode aus Edelstahl

Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 25 x 32,5 x 5,5 cm
- Maximale Probenkapazität: 1 Blot 16 x 17,5 cm, 2 Blots 16 x 8,5 cm oder 4 Blots 8 x 8,5 cm
- Puffervolumen: ca. 20 ml