

Purified anti-human CD41

Mouse IgG1, kappa
HIP8

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B303702 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 303702

82,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: CyTOF®, FC, IHC-F

Clone: HIP8

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD41

Clone: HIP8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: gp11b, CD41a

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App_Abbrev: FC, CyTOF®, IHC-F

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=739>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>