

Spitzen, 20 µl, Kristall

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720001 | [Biozym](#)

25,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 20 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Spezialeigenschaften: kristall

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Brand Transferpette 10 und 20 µl (grau)
- Eppendorf 10 und 20 µl (grau)
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Finn Focus Micro 10 µl
- Nichiryo 10 µl
- Socorex 2 und 10 µl (grün)