

## Purified Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Mouse IgG2a, kappa  
MG2a-53

**BioLegend**  
From Revvity



500 µg

Artikel-Nr.: B401502 | BioLegend | Herstellernummer: 401502

**118,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ChIP, FA, FC, ICC, ICFC, IHC, IP, WB

**Clone:** MG2a-53

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG2a

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 500 µg

Purified Mouse IgG2a, kappa Isotype Ctrl

Clone: MG2a-53

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other\_Names:

Size: 500 µg

Reactivity:

Format: PURE

App\_Abbrev: FC, ICFC, WB, IP, ICC, IHC, FA, ChIP

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2622>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>