

Spitzen Sartorius 10 ml

Länge Spitze = 161 mm



1 Box à 100 Stück

Artikel-Nr.: 674100 | Sartorius

59,20 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: lang

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 10000 µl

Pipettenspitzen Linie: Sartorius

Sterilität: unsteril

Verpackung: 1 Box à 100 Stück