


## EasyPhor Medi Gelelektrophorese Kammer, 15x7 cm

inkl. zwei Standard Kämme, 20 Zähne, 1 mm Stärke



1 Stück

Artikel-Nr.: 615160 | Biozym

**453,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Eigenschaften:** Gelkammer mit Komplettzubehör

**Format:** 15 x 7 cm

**Kategorie:** DNA- und RNA-Elektrophorese

**Produktlinie:** EasyPhor H

**Produkttyp:** Medi System

**Verpackung:** 1 Stück

#### Die Vorteile:

- Flexibilität durch diverse Gelträgervarianten
- UV-transparente Gelträger enthalten Aufnahmen für mehrere Kämme pro Lauf
- Einfaches, auslaufsicheres, externes Gießen der Gele
- Robust und langlebig durch bewährtes Spritzgussverfahren
- Dreifach Sicherheitsdeckel
- Kassettenförmige Elektroden gewährleisten optimale Auftrennung durch ein homogenes elektrisches Feld

#### Die Daten:

- Elektrophoresekammer mit ein (Art.-Nr. 615160, 615162 und 615164) oder drei UV-durchlässigen Gelträgern (Art.-Nr. 615165 mit drei 15 x 15 cm; Art.-Nr. 615166 mit 15 x 7 cm, 15 x 10 cm und 15 x 15 cm)
  - Mit 2 Standard-Kämmen für je 20 Proben, 1 mm Kammstärke, 21 µl Volumen
  - Gießdichtung zum einfachen Gießen von Gelen außerhalb der Kammer (plug & start)
  - Deckel durch einfachen Klick-Mechanismus abzuheben
  - Sicherheit beim Handling durch unidirektionale Deckelpassform und elektrische Entkopplung bei Deckelöffnung
  - Uniformes und exaktes Laufverhalten
  - Säureresistente und hochbeständige Platinelektroden in modularer Bauweise
- 
- Farblich kodierte Kammstärken von 0,75 mm (schwarz); 1 mm (weiß); 1,5 mm (rot); 2 mm (blau)
  - Optional spezielle Kämme für die Beladung mit Mehrkanal-Pipetten erhältlich
  - Diverses optionales Zubehör wie horizontal justierbarer Tisch, Gelschaufel, Beladungshilfen, Kühl- und Puffersparblöcke erhältlich

#### Technische Spezifikationen:

- Gel Größe (B x L): 15 x 7 cm, 15 x 10 cm oder 15 x 15 cm

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20  
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70  
E-Mail: [support@biozym.com](mailto:support@biozym.com)  
Internet: [www.biozym.com](http://www.biozym.com)

Rechtliches  
Registergericht: Amtsgericht Hannover  
Registernummer: HRB 101682  
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH  
Geschäftsführer  
Dr. Sebastian Petri

- Gelkammer Abmaße (B x L x H): 26,5 x 17,5 x 9 cm
- Maximale Probenkapazität: 70 Proben bei 15 x 7 cm, 140 Proben bei 15 x 10 cm und 210 Proben bei 15 x 15 cm Gelträgern
- Puffervolumen: ca. 500 ml