

APC anti-human CD8a

Mouse IgG1, kappa
RPA-T8

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B301014 | **BioLegend** | Herstellernummer: 301014

43,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: RPA-T8

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD8a

Clone: RPA-T8

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T8, Leu2

Size: 100 tests

Reactivity: Human, Cynomolgus, Rhesus

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=831>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>