

Spitzen, 20 µl, Kristall, steril
DNA-, DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720009 | Biozym

64,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos
Filter: nein
Graduierung: nein
Länge: normal
Low Binding: nein
Maximalvolumen: 20 µl
Pipettenspitzen Linie: Premium Tips
Spezialeigenschaften: kristall
Sterilität: steril
Verpackung: 10 Klappdeckel-Racks à 96 Stück