

## Spitzen, 10 µl, farblos

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720011 | Biozym

**25,90 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** nein

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 10 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Premium Tips

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 2.5 und 10 µl
- Biohit mLine 3 und 10 µl
- Brand Transferpette 1 und 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit) und 10 µl,
- Finn Digital Micro 2 und 10 µl
- Gilson Pipetman P-2 und P-10
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2 und PR-10
- Rainin Pipet-Lite SL-2 und SL-10