

EasyPhor Midi Gelelektrophorese Kammer, 10x10 cm

inkl. zwei Standard Kämme, 16 Zähne, 1 mm Stärke



1 Stück

Artikel-Nr.: 615082 | Biozym

348,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion
Eigenschaften: Gelkammer mit Komplettzubehör
Format: 10 x 10 cm
Kategorie: DNA- und RNA-Elektrophorese
Produktlinie: EasyPhor H
Produkttyp: Midi System
Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Flexibilität durch diverse Gelträgervarianten
- UV-transparente Gelträger enthalten Aufnahmen für mehrere Kämme pro Lauf
- Einfaches, auslaufsicheres, externes Gießen der Gele
- Robust und langlebig durch bewährtes Spritzgussverfahren
- Dreifach Sicherheitsdeckel
- Kassettenförmige Elektroden gewährleisten optimale Auftrennung durch ein homogenes elektrisches Feld

Die Daten:

- Elektrophoresekammer mit ein (Art.-Nr. 615080 und 615082) oder zwei (Art.-Nr. 615084) UV-durchlässigen Gelträgern (10 x 10 cm oder/und 10 x 10 cm)
 - Mit 2 Standard-Kämmen für je 16 Proben, 1 mm Kammstärke, 16 µl Volumen
 - Gießdichtung zum einfachen Gießen von Gelen außerhalb der Kammer (plug & start)
 - Deckel durch einfachen Klick-Mechanismus abzuheben
 - Sicherheit beim Handling durch unidirektionale Deckelpassform und elektrische Entkopplung bei Deckelöffnung
 - Uniformes und exaktes Laufverhalten
 - Säureresistente und hochbeständige Platinelektroden in modularer Bauweise
-
- Farblich kodierte Kammstärken von 0,75 mm (schwarz); 1 mm (weiß); 1,5 mm (rot); 2 mm (blau)
 - Optional spezielle Kämme für die Beladung mit Mehrkanal-Pipetten erhältlich
 - Diverses optionales Zubehör wie horizontal justierbarer Tisch, Gelschaufel, Beladungshilfen, Kühl- und Puffersparblöcke erhältlich

Technische Spezifikationen:

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- Gel Größe (B x L): 10 x 7 cm bzw. 10 x 10 cm
- Gelkammer Abmaße (B x L x H): 22 x 12,5 x 9 cm
- Maximale Probenkapazität: 50 Proben bei 10 x 7 cm bzw. 100 bei 10 x 10 cm Gelträgern
- Puffervolumen: ca. 300 ml