


EasyPhor Elektro-Wet Blot Maxi, 20x20

Stand Alone Blotting System
inkl. 5 Kassetten, 12 Fasermatten (Pads)



1 Stück

Artikel-Nr.: 615899 | Biozym

923,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eigenschaften: nicht kombinierbar mit EasyPhor PAGE Systemen, Stand Alone Blotting System

Format: 20 x 20 cm

Kategorie: Blotting

Produktlinie: EasyPhor B

Produkttyp: Elektro-Wet Blot Maxi System

Verpackung: 1 Stück

Die Vorteile:

- Ideal für Western Blots der Größe 20 x 20 cm
- Bis zu 5 Blots können parallel bearbeitet werden
- Aufklappbare Blotting Kassetten für einfache Handhabung
- Geeignet für Gele von 0.25 - 3 mm Stärke
- Uniformes elektrisches Feld
- Während des Laufes kann ein Magnetrührer zur gleichmäßigen Pufferverteilung (pH, Temperatur) benutzt werden
- Inklusive Kühlpack

Technische Spezifikationen:

- Geräteabmessungen: (B x L x H): 24 x 16 x 26 cm
- Maximale Probenkapazität: 5 Blots à 20 x 20 cm oder 20 Blots à 10 x 10 cm
- Puffervolumen: zwischen 4300 ml und 6000 ml