

PE anti-human CD284 (TLR4)

Mouse IgG2a, kappa
HTA125

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B312806 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 312806

220,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: HTA125

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human CD284 (TLR4)

Clone: HTA125

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: Toll-like Receptor 4, TLR4, TLR-4, CD284

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=2290>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>