

PE anti-human TSLPR (TSLP-R)

Mouse IgG2a, lambda
1D3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B322906 | **BioLegend** | Herstellernummer: 322906

244,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: 1D3

Format: PE

Isotype: lambda, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human TSLPR (TSLP-R)

Clone: 1D3

Isotype: Mouse IgG2a, lambda

Other_Names: Thymic stromal lymphopoietin protein receptor, cytokine receptor-like 2, CRL2, CRLF2, IL-XR, TSLP-R

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3695>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>