

Spitzen, 2.5 µl, farblos, steril

DNase-, RNase-, Pyrogenfrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720029 | Biozym

56,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 2.5 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 2.5 µl
- Biozym PreCision 10 µl
- Biohit Proline 2.5 µl
- Biohit Proline 10 µl
- Biohit mLine 3 µl
- Biohit mLine 10 µl
- Brand Transferpette 1 µl
- Brand Transferpette 10 µl
- Eppendorf 2.5 µl (anthrazit)
- Eppendorf 10 µl
- Finn Digital Micro 2 µl
- Finn Digital Micro 10 µl
- Finn Focus Micro10 µl
- Gilson Pipetman P-2
- Gilson Pipetman P-10
- Nichiryo 2 µl
- Nichiryo 10 µl
- Rainin Pipet-Classic PR2
- Rainin Pipet-Lite SL-2