

## QuickExtract DNA Extraction Solution

Lucigen



5 ml

**QuickExtract®**

Artikel-Nr.: 101098 | **Lucigen** | Herstellernummer: QE0905T

**89,60 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Gewebe/Organismus:** Allgemein

**Methode:** Extraktion

**Nukleinsäure:** genomische DNA

**Verpackung:** 5 ml

#### Schnelle Extraktion von PCR-ready DNA aus beliebigen Ausgangsmaterialien

Die QuickExtract DNA Extraction Solution kann eingesetzt werden, um schnell PCR-ready DNA aus nahezu jedem beliebigen Probenmaterial zu isolieren.

Das einfache 1-Tube Protokoll benötigt nur ca. 3-8 Minuten (abhängig von der eingesetzten Probe). Probenmaterial, das sich damit bearbeiten lässt, umfasst unter anderem Haarfollikel, Zellen von Federkielen, Zellkulturen oder Mäuseschwänze.

#### Typische Anwendungen:

- Schnelle und einfache Isolierung von PCR-ready DNA
- Transgenic Maus Genotypisierungen
- Identity Testing
- Virales oder mikrobielles Screening

#### Die Vorteile:

- Ungiftig und kostengünstig
- Schnelles Protokoll (im Durchschnitt 8 Minuten)
- Keine Zentrifuge notwendig
- Parallele Bearbeitung einer größeren Probenanzahl einfach möglich