

Spitzen, 100 µl, farblos

DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720105 | [Biozym](#)

45,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 100 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück