

**Spitzen, 200 µl, gelb**  
graduirt  
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720230 | Biozym

**26,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

## Beschreibung

**Farbe:** gelb

**Filter:** nein

**Graduierung:** ja

**Länge:** normal

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Premium Tips

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** Beutel à 1000 Stück

### Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 20, 50, 100 und 200 µl
- Eppendorf 20 (gelb), 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl
- Gilson Pipetman P-20, P-100 und P-200
- Nichiryo 100 und 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200