

Spitzen, 200 µl, gelb
graduirt
DNA-, DNase-, RNasefrei



10 Racks à 96 Stück

Artikel-Nr.: 720234 | Biozym

46,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: gelb

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 200 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: 10 Racks à 96 Stück