

FITC anti-Cytochrome c

Mouse IgG1, kappa
6H2.B4

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B612304 | **BioLegend** | Herstellernummer: 612304

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: 6H2.B4

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

FITC anti-Cytochrome c

Clone: 6H2.B4

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Cyt c

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse, Rat, Human

Format: FITC

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1998>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>