

Spitzen, 300 µl
DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720281 | Biozym

27,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 50 µl
- Biozym PreCision 200 µl
- Biohit Proline 50 µl
- Biohit Proline 200 µl
- Brand Transferpette 200 µl
- Finn Digital 40 µl
- Finn Digital 200 µl
- Finn Focus 100 µl
- Gilson Pipetman P-100
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Plus R100
- Rainin Pipet-Plus R200