

Spitzen, 300 µl, farblos

graduirt
DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720301 | Biozym

27,40 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 300 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 20, 50, 100 µl und 200 µl
- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 200 µl
- Eppendorf 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50, 100 und 300 µl
- Gilson Pipetman P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 µl