

## Spitzen XL, 200 µl, farblos

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 720321 | Biozym

**37,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



## Beschreibung

**Farbe:** farblos

**Filter:** nein

**Graduierung:** nein

**Länge:** XL

**Low Binding:** nein

**Maximalvolumen:** 200 µl

**Pipettenspitzen Linie:** Premium Tips

**Sterilität:** unsteril

**Verpackung:** Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 20, 50, 100 und 200 µl
- Biohit mLine 100 und 200 µl
- Brand Transferpette 100 und 200 µl
- Eppendorf 100 und 200 µl
- Finn Digital 40, 100 und 200 µl
- Finn Focus 10 (gelb), 50 und 100 µl
- Gilson Pipetman P-100 und P-200
- Nichiryo 200 µl
- Rainin Pipet-Classic PR20, PR100 und PR200
- Rainin Pipet-Lite SL-20, SL-100 und SL-200
- Socorex 100 und 200 µl