

PE anti-mouse/rat/human MCP-1

Hamster IgG
2H5

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B505904 | **BioLegend** | Herstellernummer: 505904

170,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICFC

Clone: 2H5

Format: PE

Isotype: Hamster IgG

Species of Origin: Hamster

Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse/rat/human MCP-1

Clone: 2H5

Isotype: Hamster IgG

Other_Names: Monocyte chemoattractant protein-1, Monocyte chemoattractant and activating factor (MCAF), JE, Small inducible cytokine A2 (SCYA2), HC-11, P6, Smooth muscle cell chemotactic factor (SMC-CF), CCL2

Size: 100 µg

Reactivity: Mouse, Rat, Human

Format: PE

App_Abbrev: ICFC

Species of Origin: Hamster

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1001>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>