

PE anti-human TNF-alpha

Mouse IgG1, kappa

MAb11

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B502909 | **BioLegend** | Herstellernummer: 502909

147,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: MAb11

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human TNF-alpha

Clone: MAb11

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Tumor necrosis factor-alpha, Cachectin, Necrosin, Macrophage cytotoxic factor (MCF), Differentiation inducing factor (DIF), TNFSF2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: ICFC, FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1346>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>