

Spitzen, 1000 µl, blau
graduirt
DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 721010 | Biozym

31,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: blau

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biozym PreCision 1000 µl
- Biohit Proline 1000 µl
- Biohit mLine 1000 µl
- Brand Transferpette 1000 µl (blau)
- Eppendorf 1000 µl (blau)
- Finn Digital 1000 µl
- Finn Focus 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000
- Nichiryo 1000 µl
- Rainin Pipet-Classic PR1000
- Rainin Pipet-Lite SL-1000
- Socorex 1000 µl