

Biotin anti-human IL-13

Rabbit Polyclonal IgG

Poly5020

BioLegend
From Revvity



50 µg

Artikel-Nr.: B502001 | **BioLegend** | Herstellernummer: 502001

225,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA Detection, ELISPOT Detection

Clone: Poly5020

Format: BIOTIN

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Species of Origin: Rabbit

Verpackung: 50 µg

Biotin anti-human IL-13

Clone: Poly5020

Isotype: Rabbit Polyclonal IgG

Other_Names: Interleukin-13, NC30

Size: 50 µg

Reactivity: Human

Format: BIOTIN

App_Abbrev: ELISA Detection, ELISPOT Detection

Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=1356>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>