

Spitzen, 1000 µl, farblos, steril

graduiert
DNase-, RNasefrei



10 Racks à 100 Stück

Artikel-Nr.: 721018 | Biozym

67,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: ja

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: steril

Verpackung: 10 Racks à 100 Stück