

Spitzen, 1250 µl, blau

für 1 ml Pipetten

DNA-, DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 721030 | Biozym

31,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: blau

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: XL

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1000 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Biohit Proline 1000 µl
- Biohit mLine 1000 µl
- Brand Transferpette 1000 µl
- Eppendorf 1000 µl
- Finn 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000
- Nichiryo 1000 µl, Rainin 1000 µl (außer LTS)
- Socorex 1000 µl