

Spitzen, 1300 µl, farblos

DNase-, RNasefrei



Beutel à 1000 Stück

Artikel-Nr.: 721301 | Biozym

34,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 1300 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 1000 Stück

Spitzen passend für:

- Eppendorf 3130 1000 µl
- Gilson Pipetman P-1000 (nicht abwerfbar)
- Matrix (Spitzenabstand im Rack nicht kompatibel zur 12-Kanal Matrix)
- Titertek Multi-Stepper