

Spitzen, 2.5 ml, farblos

für u.a. 2.5 ml Eppendorf Pipetten
DNase-, RNasefrei



Beutel à 500 Stück

Artikel-Nr.: 722501 | Biozym

63,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Farbe: farblos

Filter: nein

Graduierung: nein

Länge: normal

Low Binding: nein

Maximalvolumen: 2500 µl

Pipettenspitzen Linie: Premium Tips

Sterilität: unsteril

Verpackung: Beutel à 500 Stück

Spitzen passend für: Eppendorf 2.5 ml (rot)