

ELISA Wash Buffer (20X)

BioLegend
From Revvity



500 mL

Artikel-Nr.: B421601 | **BioLegend** | Herstellernummer: 421601

113,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA

Format: SOLUTION

Verpackung: 500 ml

ELISA Wash Buffer (20X)

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 500 mL

Reactivity:

Format: SOLUTION

App_Abbrev: ELISA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=3928>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>